

**Titanbasis ASC Flex Übersicht Scankörper**

System und Benennung	Artikelnummer	Benennung Bibliothek	Kaminhöhe	Gingivahöhe	Scankörper Bestellnummer	Laborimplantat CAD/CAM	Einsetzinstrument Laborimplantat CAD/CAM
Bredent Medical / SKY®* NP	B 1600-1-SF	B 1600-1-SF-3,5 NP	3,5mm	0,35mm	B1400	B 80	B 80 T
		B 1600-1-SF-4,5 NP	4,5mm	0,35mm	B1400	B 80	B 80 T
		B 1600-1-SF-5,5 NP	5,5mm	0,35mm	B1400	B 80	B 80 T
		B 1600-1-SF-6,5 NP	6,5mm	0,35mm	B1400	B 80	B 80 T
BEGO Implant Systems / Semados®* S/RI/RS/R SX D 3,25/3,75	BS 1600-1-SF	BS 1600-1-SF-3,5 3,25/3,75	3,5mm	0,6mm	BS 1400	BS 80	BS 80 T
		BS 1600-1-SF-4,5 3,25/3,75	4,5mm	0,6mm	BS 1400	BS 80	BS 80 T
		BS 1600-1-SF-5,5 3,25/3,75	5,5mm	0,6mm	BS 1400	BS 80	BS 80 T
		BS 1600-1-SF-6,5 3,25/3,75	6,5mm	0,6mm	BS 1400	BS 80	BS 80 T
BEGO Implant Systems / Semados®* S/RI/RS/R SX D 4,1	BS 1610-1-SF	BS 1610-1-SF-3,5 D 4,1	3,5mm	0,45mm	BS 1400	BS 81	BS 80 T
		BS 1610-1-SF-4,5 D 4,1	4,5mm	0,45mm	BS 1400	BS 81	BS 80 T
		BS 1610-1-SF-5,5 D 4,1	5,5mm	0,45mm	BS 1400	BS 81	BS 80 T
		BS 1610-1-SF-6,5 D 4,1	6,5mm	0,45mm	BS 1400	BS 81	BS 80 T
BEGO Implant Systems / Semados®* S/RI/RS/R SX D 4,5	BS 1620-1-SF	BS 1620-1-SF-3,5 D 4,5	3,5mm	0,15mm	BS 1400	BS 82	BS 80 T
		BS 1620-1-SF-4,5 D 4,5	4,5mm	0,15mm	BS 1400	BS 82	BS 80 T
		BS 1620-1-SF-5,5 D 4,5	5,5mm	0,15mm	BS 1400	BS 82	BS 80 T
		BS 1620-1-SF-6,5 D 4,5	6,5mm	0,15mm	BS 1400	BS 82	BS 80 T
BEGO Implant Systems / Semados®* S/RI/RS/R SX D 5,5	BS 1630-1-SF	BS 1630-1-SF-3,5 D 5,5	3,5mm	0,3mm	BS 1400	BS 83	BS 80 T
		BS 1630-1-SF-4,5 D 5,5	4,5mm	0,3mm	BS 1400	BS 83	BS 80 T
		BS 1630-1-SF-5,5 D 5,5	5,5mm	0,3mm	BS 1400	BS 83	BS 80 T
		BS 1630-1-SF-6,5 D 5,5	6,5mm	0,3mm	BS 1400	BS 83	BS 80 T
Altatec / Camlog®* D 3,3	C 1600-1-SC	C 1600-1-SC-3,5 D 3,3	3,5mm	0,35mm	C 1400	C 80	C 80 T
		C 1600-1-SC-4,5 D 3,3	4,5mm	0,35mm	C 1400	C 80	C 80 T
		C 1600-1-SC-5,5 D 3,3	5,5mm	0,35mm	C 1400	C 80	C 80 T
		C 1600-1-SC-6,5 D 3,3	6,5mm	0,35mm	C 1400	C 80	C 80 T
	C 1600-2-SF	C 1600-2-SF-3,5 D 3,3	3,5mm	0,35mm	C 1400	C 80	C 80 T
		C 1600-2-SF-4,5 D 3,3	4,5mm	0,35mm	C 1400	C 80	C 80 T
		C 1600-2-SF-5,5 D 3,3	5,5mm	0,35mm	C 1400	C 80	C 80 T
		C 1600-2-SF-6,5 D 3,3	6,5mm	0,35mm	C 1400	C 80	C 80 T
Altatec / Camlog®* D 3,8	C 1610-1-SC	C 1610-1-SC-3,5 D 3,8	3,5mm	0,35mm	C 1410	C 81	C 81 T
		C 1610-1-SC-4,5 D 3,8	4,5mm	0,35mm	C 1410	C 81	C 81 T
		C 1610-1-SC-5,5 D 3,8	5,5mm	0,35mm	C 1410	C 81	C 81 T
		C 1610-1-SC-6,5 D 3,8	6,5mm	0,35mm	C 1410	C 81	C 81 T
	C 1610-2-SF	C 1610-2-SF-3,5 D 3,8	3,5mm	0,35mm	C 1410	C 81	C 81 T
		C 1610-2-SF-4,5 D 3,8	4,5mm	0,35mm	C 1410	C 81	C 81 T
		C 1610-2-SF-5,5 D 3,8	5,5mm	0,35mm	C 1410	C 81	C 81 T
		C 1610-2-SF-6,5 D 3,8	6,5mm	0,35mm	C 1410	C 81	C 81 T
Altatec / Camlog®* D 4,3	C 1620-1-SC	C 1620-1-SC-3,5 D 4,3	3,5mm	0,35mm	C 1420	C 82	C 82 T
		C 1620-1-SC-4,5 D 4,3	4,5mm	0,35mm	C 1420	C 82	C 82 T
		C 1620-1-SC-5,5 D 4,3	5,5mm	0,35mm	C 1420	C 82	C 82 T
		C 1620-1-SC-6,5 D 4,3	6,5mm	0,35mm	C 1420	C 82	C 82 T
	C 1620-2-SF	C 1620-2-SF-3,5 D 4,3	3,5mm	0,35mm	C 1420	C 82	C 82 T
		C 1620-2-SF-4,5 D 4,3	4,5mm	0,35mm	C 1420	C 82	C 82 T
		C 1620-2-SF-5,5 D 4,3	5,5mm	0,35mm	C 1420	C 82	C 82 T
		C 1620-2-SF-6,5 D 4,3	6,5mm	0,35mm	C 1420	C 82	C 82 T
Altatec / Camlog®* D 5,0	C 1630-1-SC	C 1630-1-SC-3,5 D 5,0	3,5mm	0,35mm	C 1430	C 83	C 83 T
		C 1630-1-SC-4,5 D 5,0	4,5mm	0,35mm	C 1430	C 83	C 83 T
		C 1630-1-SC-5,5 D 5,0	5,5mm	0,35mm	C 1430	C 83	C 83 T
		C 1630-1-SC-6,5 D 5,0	6,5mm	0,35mm	C 1430	C 83	C 83 T
	C 1630-2-SF	C 1630-2-SF-3,5 D 5,0	3,5mm	0,35mm	C 1430	C 83	C 83 T
		C 1630-2-SF-4,5 D 5,0	4,5mm	0,35mm	C 1430	C 83	C 83 T
		C 1630-2-SF-5,5 D 5,0	5,5mm	0,35mm	C 1430	C 83	C 83 T
		C 1630-2-SF-6,5 D 5,0	6,5mm	0,35mm	C 1430	C 83	C 83 T
Medentis Medical / ICX D 3,75-4,8	CX 1600-1-SF	CX 1600-1-SF-3,5 D 3,75-4,8	3,5mm	1,1mm	CX 1400	CX 80	CX 80 T
		CX 1600-1-SF-4,5 D 3,75-4,8	4,5mm	1,1mm	CX 1400	CX 80	CX 80 T
		CX 1600-1-SF-5,5 D 3,75-4,8	5,5mm	1,1mm	CX 1400	CX 80	CX 80 T
		CX 1600-1-SF-6,5 D 3,75-4,8	6,5mm	1,1mm	CX 1400	CX 80	CX 80 T

**Titanbasis ASC Flex Übersicht Scankörper**

System und Benennung	Artikelnummer	Benennung Bibliothek	Kaminhöhe	Gingivahöhe	Scankörper Bestellnummer	Laborimplantat CAD/CAM	Einsetzinstrument Laborimplantat CAD/CAM	
Altatec / Conelog®* D 3,3	D 1600-1-SC	D 1600-1-SC-3,5 D 3,3	3,5mm	1,0mm	D 1400	D 80	D 80 T	
		D 1600-1-SC-4,5 D 3,3	4,5mm	1,0mm	D 1400	D 80	D 80 T	
		D 1600-1-SC-5,5 D 3,3	5,5mm	1,0mm	D 1400	D 80	D 80 T	
		D 1600-1-SC-6,5 D 3,3	6,5mm	1,0mm	D 1400	D 80	D 80 T	
	D 1600-2-SF	D 1600-2-SF-3,5 D 3,3	3,5mm	1,0mm	D 1400	D 80	D 80 T	
		D 1600-2-SF-4,5 D 3,3	4,5mm	1,0mm	D 1400	D 80	D 80 T	
		D 1600-2-SF-5,5 D 3,3	5,5mm	1,0mm	D 1400	D 80	D 80 T	
		D 1600-2-SF-6,5 D 3,3	6,5mm	1,0mm	D 1400	D 80	D 80 T	
Altatec / Conelog®* D 3,8/4,3	D 1610-1-SC	D 1610-1-SC-3,5 D 3,8/4,3	3,5mm	1,0mm	D 1410	D 81	D 81 T	
		D 1610-1-SC-4,5 D 3,8/4,3	4,5mm	1,0mm	D 1410	D 81	D 81 T	
		D 1610-1-SC-5,5 D 3,8/4,3	5,5mm	1,0mm	D 1410	D 81	D 81 T	
		D 1610-1-SC-6,5 D 3,8/4,3	6,5mm	1,0mm	D 1410	D 81	D 81 T	
	D 1610-2-SF	D 1610-2-SF-3,5 D 3,8/4,3	3,5mm	1,0mm	D 1410	D 81	D 81 T	
		D 1610-2-SF-4,5 D 3,8/4,3	4,5mm	1,0mm	D 1410	D 81	D 81 T	
		D 1610-2-SF-5,5 D 3,8/4,3	5,5mm	1,0mm	D 1410	D 81	D 81 T	
		D 1610-2-SF-6,5 D 3,8/4,3	6,5mm	1,0mm	D 1410	D 81	D 81 T	
Nobel Biocare / NobelReplace®* Tapered NP 3,5	E 1600-1-SF	E 1600-1-SF-3,5 NP 3,5	3,5mm	0,35mm	E 1400	E 80	E 80 T	
		E 1600-1-SF-4,5 NP 3,5	4,5mm	0,35mm	E 1400	E 80	E 80 T	
		E 1600-1-SF-5,5 NP 3,5	5,5mm	0,35mm	E 1400	E 80	E 80 T	
		E 1600-1-SF-6,5 NP 3,5	6,5mm	0,35mm	E 1400	E 80	E 80 T	
		E 1600-2-SC-3,5 NP 3,5	3,5mm	0,35mm	E 1400	E 80	E 80 T	
	E 1600-2-SC	E 1600-2-SC-4,5 NP 3,5	4,5mm	0,35mm	E 1400	E 80	E 80 T	
		E 1600-2-SC-5,5 NP 3,5	5,5mm	0,35mm	E 1400	E 80	E 80 T	
		E 1600-2-SC-6,5 NP 3,5	6,5mm	0,35mm	E 1400	E 80	E 80 T	
		E 1610-1-SF-3,5 RP 4,3	3,5mm	0,35mm	E 1410	E 81	E 81 T	
		E 1610-1-SF-4,5 RP 4,3	4,5mm	0,35mm	E 1410	E 81	E 81 T	
Nobel Biocare / NobelReplace®* Tapered RP 4,3	E 1610-1-SF	E 1610-1-SF-5,5 RP 4,3	5,5mm	0,35mm	E 1410	E 81	E 81 T	
		E 1610-1-SF-6,5 RP 4,3	6,5mm	0,35mm	E 1410	E 81	E 81 T	
		E 1610-2-SC-3,5 RP 4,3	3,5mm	0,35mm	E 1410	E 81	E 81 T	
		E 1610-2-SC-4,5 RP 4,3	4,5mm	0,35mm	E 1410	E 81	E 81 T	
	E 1610-2-SC	E 1610-2-SC-5,5 RP 4,3	5,5mm	0,35mm	E 1410	E 81	E 81 T	
		E 1610-2-SC-6,5 RP 4,3	6,5mm	0,35mm	E 1410	E 81	E 81 T	
		E 1620-1-SF-3,5 WP 5,0	3,5mm	0,35mm	E 1420	E 82	E 82 T	
		E 1620-1-SF-4,5 WP 5,0	4,5mm	0,35mm	E 1420	E 82	E 82 T	
Nobel Biocare / NobelReplace®* Tapered WP 5,0	E 1620-1-SF	E 1620-1-SF-5,5 WP 5,0	5,5mm	0,35mm	E 1420	E 82	E 82 T	
		E 1620-1-SF-6,5 WP 5,0	6,5mm	0,35mm	E 1420	E 82	E 82 T	
		E 1620-2-SC-3,5 WP 5,0	3,5mm	0,35mm	E 1420	E 82	E 82 T	
		E 1620-2-SC-4,5 WP 5,0	4,5mm	0,35mm	E 1420	E 82	E 82 T	
		E 1620-2-SC-5,5 WP 5,0	5,5mm	0,35mm	E 1420	E 82	E 82 T	
	E 1620-2-SC	E 1620-2-SC-6,5 WP 5,0	6,5mm	0,35mm	E 1420	E 82	E 82 T	
		EV 1600-2-SF	EV 1600-2-SF-3,5 D 3,0	3,5mm	1,15mm	EV 1400	EV 80	EV 80 T
		EV 1600-2-SF-4,5 D 3,0	4,5mm	1,15mm	EV 1400	EV 80	EV 80 T	
		EV 1600-2-SF-5,5 D 3,0	5,5mm	1,15mm	EV 1400	EV 80	EV 80 T	
		EV 1600-2-SF-6,5 D 3,0	6,5mm	1,15mm	EV 1400	EV 80	EV 80 T	
DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed®* EV D 3,6	EV 1610-2-SF	EV 1610-2-SF-3,5 D 3,6	3,5mm	1,15mm	EV 1410	EV 81	EV 81 T	
		EV 1610-2-SF-4,5 D 3,6	4,5mm	1,15mm	EV 1410	EV 81	EV 81 T	
		EV 1610-2-SF-5,5 D 3,6	5,5mm	1,15mm	EV 1410	EV 81	EV 81 T	
		EV 1610-2-SF-6,5 D 3,6	6,5mm	1,15mm	EV 1410	EV 81	EV 81 T	
		EV 1620-2-SF	EV 1620-2-SF-3,5 D 4,2	3,5mm	1,15mm	EV 1420	EV 82	EV 82 T
DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed®* EV D 4,2	EV 1620-2-SF	EV 1620-2-SF-4,5 D 4,2	4,5mm	1,15mm	EV 1420	EV 82	EV 82 T	
		EV 1620-2-SF-5,5 D 4,2	5,5mm	1,15mm	EV 1420	EV 82	EV 82 T	
		EV 1620-2-SF-6,5 D 4,2	6,5mm	1,15mm	EV 1420	EV 82	EV 82 T	
		EV 1630-2-SF	EV 1630-2-SF-3,5 D 4,8	3,5mm	1,15mm	EV 1430	EV 83	EV 83 T
		EV 1630-2-SF-4,5 D 4,8	4,5mm	1,15mm	EV 1430	EV 83	EV 83 T	
DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed®* EV D 4,8	EV 1630-2-SF	EV 1630-2-SF-5,5 D 4,8	5,5mm	1,15mm	EV 1430	EV 83	EV 83 T	
		EV 1630-2-SF-6,5 D 4,8	6,5mm	1,15mm	EV 1430	EV 83	EV 83 T	
		EV 1640-2-SF	EV 1640-2-SF-3,5 D 5,4	3,5mm	1,15mm	EV 1440	EV 84	EV 84 T
		EV 1640-2-SF-4,5 D 5,4	4,5mm	1,15mm	EV 1440	EV 84	EV 84 T	
		EV 1640-2-SF-5,5 D 5,4	5,5mm	1,15mm	EV 1440	EV 84	EV 84 T	
DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed®* EV D 5,4	EV 1640-2-SF	EV 1640-2-SF-6,5 D 5,4	6,5mm	1,15mm	EV 1440	EV 84	EV 84 T	

**Titanbasis ASC Flex Übersicht Scankörper**

System und Benennung	Artikelnummer	Benennung Bibliothek	Kaminhöhe	Gingivahöhe	Scankörper Bestellnummer	Laborimplantat CAD/CAM	Einsetzinstrument Laborimplantat CAD/CAM
Nobel Biocare/NobelActive® NobelReplace® Conical D 3,0	F 1620-1-SF	F 1620-1-SF-3,5 D 3,0	3,5mm	1,0mm	F 1420	F 82	F 82 T
		F 1620-1-SF-4,5 D 3,0	4,5mm	1,0mm	F 1420	F 82	F 82 T
		F 1620-1-SF-5,5 D 3,0	5,5mm	1,0mm	F 1420	F 82	F 82 T
		F 1620-1-SF-6,5 D 3,0	6,5mm	1,0mm	F 1420	F 82	F 82 T
Nobel Biocare/NobelActive® NobelReplace® Conical NP 3,5	F 1600-1-SF	F 1600-1-SF-3,5 NP 3,5	3,5mm	1,0mm	F 1400	F 80	F 80 T
		F 1600-1-SF-4,5 NP 3,5	4,5mm	1,0mm	F 1400	F 80	F 80 T
		F 1600-1-SF-5,5 NP 3,5	5,5mm	1,0mm	F 1400	F 80	F 80 T
		F 1600-1-SF-6,5 NP 3,5	6,5mm	1,0mm	F 1400	F 80	F 80 T
Nobel Biocare/NobelActive® NobelReplace® Conical RP 4,3/5,0	F 1610-1-SF	F 1610-1-SF-3,5 RP 4,3/5,0	3,5mm	1,0mm	F 1410	F 81	F 81 T
		F 1610-1-SF-4,5 RP 4,3/5,0	4,5mm	1,0mm	F 1410	F 81	F 81 T
		F 1610-1-SF-5,5 RP 4,3/5,0	5,5mm	1,0mm	F 1410	F 81	F 81 T
		F 1610-1-SF-6,5 RP 4,3/5,0	6,5mm	1,0mm	F 1410	F 81	F 81 T
BIOMET 3i / Certain® D 3,4	H 1600-1-SF	H 1600-1-SF-3,5 D 3,4	3,5mm	0,35mm	H 1400	H 80	H 80 T
		H 1600-1-SF-4,5 D 3,4	4,5mm	0,35mm	H 1400	H 80	H 80 T
		H 1600-1-SF-5,5 D 3,4	5,5mm	0,35mm	H 1400	H 80	H 80 T
		H 1600-1-SF-6,5 D 3,4	6,5mm	0,35mm	H 1400	H 80	H 80 T
BIOMET 3i / Certain® D 4,1	H 1610-1-SF	H 1610-1-SF-3,5 D 4,1	3,5mm	0,35mm	H 1410	H 81	H 81 T
		H 1610-1-SF-4,5 D 4,1	4,5mm	0,35mm	H 1410	H 81	H 81 T
		H 1610-1-SF-5,5 D 4,1	5,5mm	0,35mm	H 1410	H 81	H 81 T
		H 1610-1-SF-6,5 D 4,1	6,5mm	0,35mm	H 1410	H 81	H 81 T
BIOMET 3i / Certain® D 5,0	H 1620-1-SF	H 1620-1-SF-3,5 D 5,0	3,5mm	0,35mm	H 1420	H 82	H 82 T
		H 1620-1-SF-4,5 D 5,0	4,5mm	0,35mm	H 1420	H 82	H 82 T
		H 1620-1-SF-5,5 D 5,0	5,5mm	0,35mm	H 1420	H 82	H 82 T
		H 1620-1-SF-6,5 D 5,0	6,5mm	0,35mm	H 1420	H 82	H 82 T
BIOMET 3i / External Hex D 3,4	I 1600-1-SF	I 1600-1-SF-3,5 D 3,4	3,5mm	0,35mm	I 1400	I 80	I 80 T
		I 1600-1-SF-4,5 D 3,4	4,5mm	0,35mm	I 1400	I 80	I 80 T
		I 1600-1-SF-5,5 D 3,4	5,5mm	0,35mm	I 1400	I 80	I 80 T
		I 1600-1-SF-6,5 D 3,4	6,5mm	0,35mm	I 1400	I 80	I 80 T
BIOMET 3i / External Hex D 4,1	I 1610-1-SF	I 1610-1-SF-3,5 D 4,1	3,5mm	0,35mm	I 1410	I 81	I 81 T
		I 1610-1-SF-4,5 D 4,1	4,5mm	0,35mm	I 1410	I 81	I 81 T
		I 1610-1-SF-5,5 D 4,1	5,5mm	0,35mm	I 1410	I 81	I 81 T
		I 1610-1-SF-6,5 D 4,1	6,5mm	0,35mm	I 1410	I 81	I 81 T
BIOMET 3i / External Hex D 5,0	I 1620-1-SF	I 1620-1-SF-3,5 D 5,0	3,5mm	0,35mm	I 1420	I 82	I 82 T
		I 1620-1-SF-4,5 D 5,0	4,5mm	0,35mm	I 1420	I 82	I 82 T
		I 1620-1-SF-5,5 D 5,0	5,5mm	0,35mm	I 1420	I 82	I 82 T
		I 1620-1-SF-6,5 D 5,0	6,5mm	0,35mm	I 1420	I 82	I 82 T
Nobel Biocare / Brånemark System® NP 3,5	K 1600-1-SF	K 1600-1-SF-3,5 NP 3,5	3,5mm	0,35mm	K 1400	K 80	K 80 T
		K 1600-1-SF-4,5 NP 3,5	4,5mm	0,35mm	K 1400	K 80	K 80 T
		K 1600-1-SF-5,5 NP 3,5	5,5mm	0,35mm	K 1400	K 80	K 80 T
		K 1600-1-SF-6,5 NP 3,5	6,5mm	0,35mm	K 1400	K 80	K 80 T
Nobel Biocare / Brånemark System® RP 4,1	K 1610-1-SF	K 1610-1-SF-3,5 RP 4,1	3,5mm	0,35mm	K 1410	K 81	K 81 T
		K 1610-1-SF-4,5 RP 4,1	4,5mm	0,35mm	K 1410	K 81	K 81 T
		K 1610-1-SF-5,5 RP 4,1	5,5mm	0,35mm	K 1410	K 81	K 81 T
		K 1610-1-SF-6,5 RP 4,1	6,5mm	0,35mm	K 1410	K 81	K 81 T
Straumann / Bone Level NC 3,3	L 1600-1-SF	L 1600-1-SF-3,5 NC 3,3	3,5mm	1,0mm	L 1400	L 80	L 80 T
		L 1600-1-SF-4,5 NC 3,3	4,5mm	1,0mm	L 1400	L 80	L 80 T
		L 1600-1-SF-5,5 NC 3,3	5,5mm	1,0mm	L 1400	L 80	L 80 T
		L 1600-1-SF-6,5 NC 3,3	6,5mm	1,0mm	L 1400	L 80	L 80 T
	L 1600-2-SC	L 1600-2-SC-3,5 NC 3,3	3,5mm	1,0mm	L 1400	L 80	L 80 T
		L 1600-2-SC-4,5 NC 3,3	4,5mm	1,0mm	L 1400	L 80	L 80 T
		L 1600-2-SC-5,5 NC 3,3	5,5mm	1,0mm	L 1400	L 80	L 80 T
		L 1600-2-SC-6,5 NC 3,3	6,5mm	1,0mm	L 1400	L 80	L 80 T
Straumann / Bone Level RC 4,1/4,8	L 1610-1-SF	L 1610-1-SF-3,5 RC 4,1/4,8	3,5mm	1,0mm	L 1410	L 81	L 81 T
		L 1610-1-SF-4,5 RC 4,1/4,8	4,5mm	1,0mm	L 1410	L 81	L 81 T
		L 1610-1-SF-5,5 RC 4,1/4,8	5,5mm	1,0mm	L 1410	L 81	L 81 T
		L 1610-1-SF-6,5 RC 4,1/4,8	6,5mm	1,0mm	L 1410	L 81	L 81 T
	L 1610-2-SC	L 1610-2-SC-3,5 RC 4,1/4,8	3,5mm	1,0mm	L 1410	L 81	L 81 T
		L 1610-2-SC-4,5 RC 4,1/4,8	4,5mm	1,0mm	L 1410	L 81	L 81 T
		L 1610-2-SC-5,5 RC 4,1/4,8	5,5mm	1,0mm	L 1410	L 81	L 81 T
		L 1610-2-SC-6,5 RC 4,1/4,8	6,5mm	1,0mm	L 1410	L 81	L 81 T

**Titanbasis ASC Flex Übersicht Scankörper**

System und Benennung	Artikelnummer	Benennung Bibliothek	Kaminhöhe	Gingivahöhe	Scankörper Bestellnummer	Laborimplantat CAD/CAM	Einsetzinstrument Laborimplantat CAD/CAM
Straumann / Tissue Level NNC 3,5	N 1630-1-SF	N 1630-1-SF-3,5 NNC 3,5	3,5mm	0,6mm	N 1430	N 83	N 83 T
		N 1630-1-SF-4,5 NNC 3,5	4,5mm	0,6mm	N 1430	N 83	N 83 T
N 1630-1-SF-5,5 NNC 3,5		5,5mm	0,6mm	N 1430	N 83	N 83 T	
N 1630-1-SF-6,5 NNC 3,5		6,5mm	0,6mm	N 1430	N 83	N 83 T	
Straumann / Tissue Level RN 4,8	N 1610-1-SF	N 1630-2-SC-3,5 NNC 3,5	3,5mm	0,6mm	N 1430	N 83	N 83 T
		N 1630-2-SC-4,5 NNC 3,5	4,5mm	0,6mm	N 1430	N 83	N 83 T
		N 1630-2-SC-5,5 NNC 3,5	5,5mm	0,6mm	N 1430	N 83	N 83 T
		N 1630-2-SC-6,5 NNC 3,5	6,5mm	0,6mm	N 1430	N 83	N 83 T
Straumann / Tissue Level WN 6,5	N 1620-1-SF	N 1610-1-SF-3,5 RN 4,8	3,5mm	0,4mm	N 1410	N 81	N 81 T
		N 1610-1-SF-4,5 RN 4,8	4,5mm	0,4mm	N 1410	N 81	N 81 T
		N 1610-1-SF-5,5 RN 4,8	5,5mm	0,4mm	N 1410	N 81	N 81 T
		N 1610-1-SF-6,5 RN 4,8	6,5mm	0,4mm	N 1410	N 81	N 81 T
Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent®* D 3,5	R 1600-1-SF	N 1620-1-SF-3,5 WN 6,5	3,5mm	0,4mm	N 1420	N 82	N 82 T
		N 1620-1-SF-4,5 WN 6,5	4,5mm	0,4mm	N 1420	N 82	N 82 T
		N 1620-1-SF-5,5 WN 6,5	5,5mm	0,4mm	N 1420	N 82	N 82 T
		N 1620-1-SF-6,5 WN 6,5	6,5mm	0,4mm	N 1420	N 82	N 82 T
Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent®* D 4,5	R 1610-1-SF	R 1600-1-SF-3,5 D 3,5	3,5mm	0,5mm	R 1400	R 80	R 80 T
		R 1600-1-SF-4,5 D 3,5	4,5mm	0,5mm	R 1400	R 80	R 80 T
		R 1600-1-SF-5,5 D 3,5	5,5mm	0,5mm	R 1400	R 80	R 80 T
		R 1600-1-SF-6,5 D 3,5	6,5mm	0,5mm	R 1400	R 80	R 80 T
Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent®* D 5,7	R 1620-1-SF	R 1610-1-SF-3,5 D 4,5	3,5mm	0,4mm	R 1410	R 81	R 81 T
		R 1610-1-SF-4,5 D 4,5	4,5mm	0,4mm	R 1410	R 81	R 81 T
		R 1610-1-SF-5,5 D 4,5	5,5mm	0,4mm	R 1410	R 81	R 81 T
		R 1610-1-SF-6,5 D 4,5	6,5mm	0,4mm	R 1410	R 81	R 81 T
DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed®* TX D 3,0	S 1630-1-SF	R 1620-1-SF-3,5 D 5,7	3,5mm	0,3mm	R 1420	R 82	R 82 T
		R 1620-1-SF-4,5 D 5,7	4,5mm	0,3mm	R 1420	R 82	R 82 T
		R 1620-1-SF-5,5 D 5,7	5,5mm	0,3mm	R 1420	R 82	R 82 T
		R 1620-1-SF-6,5 D 5,7	6,5mm	0,3mm	R 1420	R 82	R 82 T
DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed®* TX D 3,5/ 4,0	S 1600-1-SF	S 1630-1-SF-3,5 D 3,0	3,5mm	1,2mm	S 1430	S 83	S 83 T
		S 1630-1-SF-4,5 D 3,0	4,5mm	1,2mm	S 1430	S 83	S 83 T
		S 1630-1-SF-5,5 D 3,0	5,5mm	1,2mm	S 1430	S 83	S 83 T
		S 1630-1-SF-6,5 D 3,0	6,5mm	1,2mm	S 1430	S 83	S 83 T
DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed®* TX D 4,5/ 5,0	S 1620-1-SF	S 1600-1-SF-3,5 D 3,5/4,0	3,5mm	1,0mm	S 1400	S 80	S 80 T
		S 1600-1-SF-4,5 D 3,5/4,0	4,5mm	1,0mm	S 1400	S 80	S 80 T
		S 1600-1-SF-5,5 D 3,5/4,0	5,5mm	1,0mm	S 1400	S 80	S 80 T
		S 1600-1-SF-6,5 D 3,5/4,0	6,5mm	1,0mm	S 1400	S 80	S 80 T
DENTSPLY Implants / XIVE®* S D 3,4	T 1600-1-SF	S 1620-1-SF-3,5 D 4,5/5,0	3,5mm	0,7mm	S 1420	S 82	S 82 T
		S 1620-1-SF-4,5 D 4,5/5,0	4,5mm	0,7mm	S 1420	S 82	S 82 T
		S 1620-1-SF-5,5 D 4,5/5,0	5,5mm	0,7mm	S 1420	S 82	S 82 T
		S 1620-1-SF-6,5 D 4,5/5,0	6,5mm	0,7mm	S 1420	S 82	S 82 T
DENTSPLY Implants / XIVE®* S D 3,8	T 1605-1-SF	T 1600-1-SF-3,5 D 3,4	3,5mm	0,35mm	T 1400	T 80	T 80 T
		T 1600-1-SF-4,5 D 3,4	4,5mm	0,35mm	T 1400	T 80	T 80 T
		T 1600-1-SF-5,5 D 3,4	5,5mm	0,35mm	T 1400	T 80	T 80 T
		T 1600-1-SF-6,5 D 3,4	6,5mm	0,35mm	T 1400	T 80	T 80 T
DENTSPLY Implants / XIVE®* S D 4,5	T 1610-1-SF	T 1605-1-SF-3,5 D 3,8	3,5mm	0,35mm	T 1405	T 85	T 85 T
		T 1605-1-SF-4,5 D 3,8	4,5mm	0,35mm	T 1405	T 85	T 85 T
		T 1605-1-SF-5,5 D 3,8	5,5mm	0,35mm	T 1405	T 85	T 85 T
		T 1605-1-SF-6,5 D 3,8	6,5mm	0,35mm	T 1405	T 85	T 85 T
DENTSPLY Implants / XIVE®* S D 5,5	T 1620-1-SF	T 1610-1-SF-3,5 D 4,5	3,5mm	0,6mm	T 1410	T 81	T 81 T
		T 1610-1-SF-4,5 D 4,5	4,5mm	0,6mm	T 1410	T 81	T 81 T
		T 1610-1-SF-5,5 D 4,5	5,5mm	0,6mm	T 1410	T 81	T 81 T
		T 1610-1-SF-6,5 D 4,5	6,5mm	0,6mm	T 1410	T 81	T 81 T
DENTSPLY Implants / ANKYLOS®* X D 3,5-7,0	Y 1600X-1-SF	T 1620-1-SF-3,5 D 5,5	3,5mm	0,6mm	T 1420	T 82	T 82 T
		T 1620-1-SF-4,5 D 5,5	4,5mm	0,6mm	T 1420	T 82	T 82 T
		T 1620-1-SF-5,5 D 5,5	5,5mm	0,6mm	T 1420	T 82	T 82 T
		T 1620-1-SF-6,5 D 5,5	6,5mm	0,6mm	T 1420	T 82	T 82 T
DENTSPLY Implants / XIVE®* S D 3,4	Y 1600X-1-SF	Y 1600X-1-SF-3,5 D 3,4	3,5mm	1,2mm	Y 1400X	Y 80X	Y 80X T
		Y 1600X-1-SF-4,5 D 3,4	4,5mm	1,2mm	Y 1400X	Y 80X	Y 80X T
		Y 1600X-1-SF-5,5 D 3,4	5,5mm	1,2mm	Y 1400X	Y 80X	Y 80X T
		Y 1600X-1-SF-6,5 D 3,4	6,5mm	1,2mm	Y 1400X	Y 80X	Y 80X T

**Titanbasis ASC Flex Übersicht Scankörper**

System und Benennung	Artikelnummer	Benennung Bibliothek	Kaminhöhe	Gingivahöhe	Scankörper Bestellnummer	Laborimplantat CAD/CAM	Einsetzinstrument Laborimplantat CAD/CAM
Medentika Microcone NI	1-09-06	1-09-06-SF-3,5 NI	3,5mm	1,2mm	1-09-03	1-05-02	1-05-03
		1-09-06-SF-4,5 NI	4,5mm	1,2mm	1-09-03	1-05-02	1-05-03
		1-09-06-SF-5,5 NI	5,5mm	1,2mm	1-09-03	1-05-02	1-05-03
		1-09-06-SF-6,5 NI	6,5mm	1,2mm	1-09-03	1-05-02	1-05-03
		1-09-07-SF-3,5 NI	3,5mm	1,2mm	1-09-03	1-05-02	1-05-03
	1-09-07	1-09-07-SF-4,5 NI	4,5mm	1,2mm	1-09-03	1-05-02	1-05-03
		1-09-07-SF-5,5 NI	5,5mm	1,2mm	1-09-03	1-05-02	1-05-03
		1-09-07-SF-6,5 NI	6,5mm	1,2mm	1-09-03	1-05-02	1-05-03
		2-09-19-SF-3,5 RI	3,5mm	1,2mm	2-09-10	2-05-02	2-05-03
		2-09-19-SF-4,5 RI	4,5mm	1,2mm	2-09-10	2-05-02	2-05-03
Medentika Microcone RI	2-09-19	2-09-19-SF-5,5 RI	5,5mm	1,2mm	2-09-10	2-05-02	2-05-03
		2-09-19-SF-6,5 RI	6,5mm	1,2mm	2-09-10	2-05-02	2-05-03
		2-09-20-SF-3,5 RI	3,5mm	1,2mm	2-09-10	2-05-02	2-05-03
		2-09-20-SF-4,5 RI	4,5mm	1,2mm	2-09-10	2-05-02	2-05-03
	2-09-20	2-09-20-SF-5,5 RI	5,5mm	1,2mm	2-09-10	2-05-02	2-05-03
		2-09-20-SF-6,5 RI	6,5mm	1,2mm	2-09-10	2-05-02	2-05-03