

# »» Individualisierte verschraubte Stege und Brücken (SRBB) ««



Das Produkt-Portfolio Createch erweitert die Kapazitäten und Kompetenzen anspruchsvoller Kunden und bietet ein Höchstmaß an Flexibilität auf Abruf. Createch, zertifizierter Partner der Straumann Unternehmensgruppe, bietet hochwertige individuelle Prothetiklösungen für nahezu alle in Europa erhältlichen Implantatsysteme.



## ERWEITERTE KAPAZITÄT

Zugang zum vollständigen SRBB-Kompetenz- und Exzellenz-Portfolio für ein breites Spektrum an Implantatplattformen – auf Abruf.



## KONVENTIONELLER UND DIGITALER WORKFLOW

Unvergleichlicher Service und Support auf Abruf. Wählen Sie mit dem Createch Lösungsangebot „Excellence Line“ oder „Service Line“ Ihren bevorzugten modularen Workflow.



## ERSTKLASSIGE PRÄZISION

Konsistent hohe Qualität und hochpräzise Passung der Restaurationen.



## INDIVIDUALISIERTE EXZELLENZ

Massgeschneiderte Lösungen für maximale Flexibilität: Createch bietet Ihnen ein hohes Maß an Individualisierung, inklusive der Wahl abgewinkelter Schraubenkanäle, um die Bedürfnisse Ihrer Patienten optimal zu erfüllen.

# »» Konventioneller und digitaler Workflow, unvergleichlicher Service und Support ««

Mit Createch für Straumann® können Sie Ihre Fälle auf die von Ihnen bevorzugte und die für Sie bequemste Weise versenden, unabhängig von Ihrer digitalen Ausrüstung.

**EIN LOGIN, 100 % FLEXIBILITÄT Besuchen Sie [www.Createchmedical.com](http://www.Createchmedical.com), um**

- Ihre Anwender-ID anzulegen
- die Createch-Bibliothek herunterzuladen
- Fälle anzulegen
- Ihren bevorzugten Workflow zu wählen
- Ihre Fallhistorie zu überwachen
- DHL-Abholung zu beauftragen



## Option "Excellence Line"

### Lösungsangebot für Kunden, die das Gesamtpaket wünschen

- Einscannen des Modells
- Entwurf des Gerüsts
- Simulation mit Finite-Elemente-Modell
- Präzisionsfräsung mit modernster Frästechnologie

#### Schritte:

- Anlegen des Falls
- Einsenden des physischen Meistermodells mit Wax-Ups oder vormodelliertem Gerüst, einschliesslich des zu bearbeitenden Modells
- Aktivieren der DHL-Schaltfläche für den Abholauftrag
- Drucken des Lieferscheins
- Kalkulieren Sie 7 Tage bis zur Lieferung (5 Tage Auftragsabwicklung\* plus Lieferzeit, abhängig von der gewählten Versandoption).

## Option "Service"

### Lösungsangebot für Labore mit Scanner:

- Schulung und Beratung für das Labor
- Scanneroptimierung
- Eingliederung unserer Createch-Lösungen
- Fräsen mit höchster Präzision

#### Schritte:

- Scan und Design des Gerüsts in Ihrer bevorzugten CAD/CAM Software
- Achten Sie auf die Verwendung der korrekten Scankörper
- Anlegen und Hochladen des Falls
- Einsenden des physischen Meistermodells zum präzisen Einscannen
- Aktivieren der DHL-Schaltfläche für den Abholauftrag
- Drucken des Lieferscheins
- Kalkulieren Sie 5 Tage bis zur Lieferung (3 Tage Auftragsabwicklung\* plus Lieferzeit, abhängig von der gewählten Versandoption).

\* Die Auftragsbearbeitung beginnt, sobald alle erforderlichen Teile und Daten bei Createch eingegangen sind.