

»» Individuelle Einzelzahnversorgung hergestellt im Straumann/Etkon Fräszentrum ««

Minimieren Sie Ihre Durchlaufzeiten und Kosten mit dem CARES® X-Stream™-Workflow und lassen Sie Ihre MEDENTiKA® Ti-Basis und Straumann Kappchen/Krone zusammen fertigen und liefern.



Mit CARES® X-Stream™ profitieren Sie von

Effizienz: Nur ein Verfahren, um Sekundärteil und Kappchen/Krone in einer einzigen Lieferung zu erhalten.


Präzision: Perfekte Passgenauigkeit von Sekundärteil und Kappchen/Krone.

Flexibilität: Wählen Sie die Sekundärteile, Materialien und Techniken, die exakt Ihren Bedürfnissen entsprechen.

	Keramik							Metall	Polymer
Material	nIce	IPS e.max CAD	zerion UTML	zerion ML	zerion LT	3M ESPE Lava Plus Zirconia	3M Lava Esthetic	coron	polycon ae
	erhältlich in 12 Farbtönen	erhältlich in 45 Farbtönen	erhältlich in 6 VITA Farbtönen und 1 Bleichtön	erhältlich in 5 Farbtönen	erhältlich in 9 Farbtönen	erhältlich in 16 VITA Farbtönen und 2 Bleichtönen	erhältlich in 5 VITA Farbtönen	Kobalt-Chrom	erhältlich in 5 VITA Farbtönen
TI-BASIS ODER INDIVIDUALISIERTES SEKUNDÄRTEIL									

Anwendung und Materialverfügbarkeit können von Land zu Land abweichen. Weitere Informationen zu den verfügbaren Anwendungen und Prothetiklinien erhalten Sie von Ihrem Vertriebsmitarbeiter vor Ort. Weitere Informationen zur CARES® X-Stream™ Lösung entnehmen Sie bitte der Broschüre Straumann® CARES® X-Stream™

»» Absolute Flexibilität sowohl mit digitalen als auch mit herkömmlichen Workflows. ««



1.



MIT IN-HOUSE-SCAN

Scannen, designen und bestellen Sie Ihre Komponenten:

Das Meistermodell wird gescannt, das Labor designed die prothetische Versorgung unter Verwendung eines der nachstehenden Software-Programme

CARES VISUAL

Version 11.1 und höher

- **Dental Wings DWOS Software:**
Version 7.1 und höher
- **3Shape:**
Version 2017 und höher
- **Exocad Software****

**Die Verfügbarkeit des MEDENTiKA® Produkt-Portfolios in den genannten Software-Programmen kann länderspezifisch variieren.

2. SCAN & SHAPE WORKFLOW

OHNE IN-HOUSE SCAN

MIT IN-HOUSE SCAN

Senden Sie uns Ihre digitalen STL-Dateien, um den Straumann® CARES® Scan & Shape Service zu nutzen.



WAX UP**



MEISTERMODELL**



STL DATEI***



DESIGNVORSCHLAG




FREIGABE



ZENTRALFERTIGUNG



QUALITÄTSKONTROLLE



PRODUKTLIEFERUNG

* Derzeit nicht in allen Märkten erhältlich.

** Nicht alle Produkte sind via Wax-up-Workflow erhältlich

*** Die Upload-Möglichkeit von Dateien im STL-Format kann von Land zu Land unterschiedlich sein

»» Kontakt ««

MEDENTIKA® GmbH
Hammweg 8-10
76549 Hügelsheim
info@medentika.de
www.medentika.de

Für Fragen
zu CAD/CAM

Deutschland, Österreich

Tel.: 0049 7614501336

E-Mail: cadcam.support.de@straumann.com

Schweiz

Tel.: 0041 61 965 42 08

E-Mail: cad-cam.ch@straumann.com